



ageLOC® Galvanic Body Spa



Pour prodiguer plus d'ingrédients ageLOC® à votre peau

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

La science exclusive ageLOC® de Nu Skin® cible les arSuperMarkers pour un aspect plus jeune de la peau et une diminution des signes visibles du vieillissement cutané.

APERÇU DU PRODUIT

Votre corps optimisé. Nu Skin® met à votre disposition le futur des soins pour le corps grâce à l'ageLOC® Galvanic Body Spa. Grâce à son design ergonomique, le nouvel ageLOC® Galvanic Body Spa et sa technologie à impulsions est extrêmement simple d'utilisation. Il possède une surface conductrice ageLOC® pour le corps brevetée conçue pour prodiguer plus d'ingrédients ageLOC® à votre peau lorsqu'il est combiné à l'ageLOC® Body Shaping Gel. L'ageLOC® Galvanic Body Spa cible les signes visibles du vieillissement de la peau, tout en atténuant l'aspect de la cellulite et lisse la peau pour une apparence plus ferme et tonifiée. Il renferme des courants s'ajustant automatiquement, possède un écran éclairé et donne des indications auditives, ce qui en fait un appareil anti-âge pour la peau facile à utiliser.

La nouvelle technologie à impulsions en attente de brevet a été optimisée pour maximiser les effets anti-âge cutanés sur les bras, l'abdomen, les fesses et les cuisses. La peau du corps est plus épaisse et moins sensible, ce qui lui permet de mieux réagir à un courant galvanique à impulsions. Il aide également à stimuler, purifier et rafraîchir votre peau afin de diminuer les signes visibles du vieillissement, pour une peau plus fine, plus lisse et visiblement plus jeune.

PUBLIC CIBLE

MARCHÉS PRINCIPAUX:

- Les femmes et les hommes désirant une peau plus ferme, plus tonique et visiblement plus jeune.
- Les utilisateurs actuels de l'ageLOC® Galvanic Body Spa et du Galvanic Spa.

MARCHÉS SECONDAIRES :

- Les femmes entre 25 et 65 ans soucieuses de leur image et qui se rendent parfois dans un spa.

- Les femmes de tout âge voulant atténuer l'aspect peau d'orange et/ou les signes visibles du vieillissement de leur peau.

BIENFAITS DU PRODUIT

- Facilite la pénétration des ingrédients clés dans la peau.
- Le courant galvanique à impulsions optimisé permet de stimuler la peau, de la purifier et de la rafraîchir et permet de réduire les signes visibles du vieillissement cutané.
- Des recherches en laboratoire démontrent que les applications prodigués avec des courants galvaniques peuvent favoriser l'assimilation d'ingrédients anti-âge.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- **Réglage automatique selon votre type de peau** – libère la bonne intensité de courant pour une application plus efficace.
- **Ergonomie améliorée** - la nouvelle forme de l'ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçue pour mieux suivre les courbes du corps.
- **Surface conductrice ageLOC®** – la surface conductrice exclusive ageLOC® est plus large et capable de maintenir 10 fois plus de produits entre la peau et la surface conductrice, prodiguant plus d'ingrédients ageLOC® à la peau.

UTILISATION/APPLICATION

Pour des résultats optimaux, utilisez l'ageLOC® Galvanic Body Spa avec l'ageLOC® Body Shaping Gel une fois par jour, trois jours par semaine sur les cuisses, les bras, les fesses et/ou l'abdomen. Lisez le manuel d'utilisation en entier avant de commencer votre application galvanique.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- **ageLOC® Body Shaping Gel** - formulé pour travailler exclusivement avec les instruments Nu Skin® Galvanic Spa. Apporte les bienfaits anti-âge de la formule ageLOC® à la peau, pour lisser l'apparence de la cellulite et aider à rafraîchir et purifier la peau tout en réduisant les signes visibles du vieillissement cutané.
- **ageLOC® Dermatic Effects – Body Contouring Lotion** – scientifiquement formulé pour prodiguer à votre peau les bienfaits anti-âge ageLOC®. Les ingrédients présents dans cette lotion hydratante et remodelante préviennent l'apparition de la cellulite tout en lissant la peau.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

En quoi l'ageLOC® Galvanic Body Spa est-il unique?

L'ageLOC® Galvanic Body Spa a été conçu pour être utilisé en association avec l'ageLOC® Body Shaping Gel sur certaines zones du corps, et non pas sur le visage. Cet appareil a été conçu pour cibler une zone plus grande grâce à la surface conductrice ageLOC® en attente de brevet qui capture plus d'ingrédients clés entre la surface conductrice et la peau. Deuxièmement, son design est ergonomique, ce qui permet une utilisation et une manipulation plus aisées de l'appareil lors de l'application sur la peau. Troisièmement, l'ageLOC® Galvanic Body Spa et l'ageLOC® Body Shaping Gel ciblent des résultats finaux (p. ex., l'aspect peau d'orange, la tonification, etc.) qui sont différents de ceux ciblés pour le visage. Enfin, la peau du corps est plus épaisse et moins sensible, ce qui lui permet de mieux réagir à un courant galvanique à impulsions.

Quelle est la différence entre un courant galvanique à impulsions et un courant galvanique constant ?

Un courant galvanique constant a un flux continu. Il n'oscille pas et ne varie pas en amplitude. Un courant galvanique à impulsions varie entre deux niveaux différents préétablis. Veuillez noter qu'ils sont très différents des courants alternatifs (CA). Dans les courants alternatifs, la polarité fluctue entre les pôles positifs et négatifs. Un courant galvanique à impulsions est convient mieux pour le corps.

Quel est l'avantage d'utiliser un courant galvanique à impulsions sur le corps ?

Les courants (galvaniques) directs, qu'ils soient à impulsions ou non, peuvent contribuer à l'assimilation d'ingrédients clés de la même charge dans la peau en améliorant le flux osmotique. Ceci est encore plus important pour améliorer l'assimilation d'ingrédients clés par des zones où la peau est plus épaisse. Des recherches supplémentaires ont démontré que le courant à impulsions améliorerait la vibration des fluides. Les courants galvaniques à pulsations permettent de stimuler la peau et d'améliorer la communication cellulaire ce qui aide à purifier et rafraîchir la peau et contribue à réduire les signes visibles du vieillissement de la peau. Les courants galvaniques à impulsions sont conçus de manière optimale pour être utilisés sur les parties du corps où la peau a besoin d'une meilleure vibration des fluides.

Quel est l'avantage d'utiliser une surface conductrice pour le corps avec des rainures ?

La surface conductrice ageLOC® rainurée en attente de brevet capture plus d'ingrédients clés dans la zone critique située entre la surface conductrice et la peau (comparé à la tête conductrice pour le corps).

Quelle pression faut-il appliquer ?

Les appareils Galvanic Spa de Nu Skin® doivent être utilisés doucement avec une pression légère. Une pression plus forte ne donnera pas plus de bienfaits. Les courants galvaniques font le travail pour vous.

L'ageLOC® Galvanic Body Spa peut-il être utilisé sur le visage ?

Non. L'ageLOC® Galvanic Body Spa n'a pas été conçu pour une utilisation sur le visage. Cet appareil a été conçu spécialement pour être utilisé sur le corps. Il traite facilement une plus grande surface, suit facilement les courbes du corps et lorsqu'il est combiné à l'ageLOC® Body Shaping Gel, il donne les résultats ciblés (p.ex., diminuer l'apparence de la cellulite, lisser la peau, tonifier, etc.) Il produit également un courant à impulsions qui correspond mieux aux différences structurelles et aux signes ciblés dans la zone traitée. L'ageLOC® Galvanic Body Spa ne peut être utilisé que comme indiqué.

L'ageLOC® Galvanic Body Spa, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® Dermatic Effects sont-ils des produits permettant de perdre du poids ?

Non, l'ageLOC® Galvanic Body Spa, l'ageLOC® Body Shaping Gel et l'ageLOC® Dermatic Effects ne sont pas des produits permettant de perdre du poids. Les produits ageLOC® pour le corps ont été développés pour minimiser et atténuer l'aspect peau d'orange, améliorer visiblement la fermeté de la peau et favoriser une apparence jeune de la peau.

Info santé : L'appareil ageLOC® Galvanic Body Spa est à utiliser uniquement sur une peau saine. Ne pas utiliser sur des plaies ou des blessures ouvertes, si vous souffrez d'inflammations de la peau, d'allergies au métal ou si vous avez une peau à problèmes ou très sensible. Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, portez un pacemaker ou un appareil similaire, êtes épileptique, avez un implant métallique, ou en cas de maladie.